

Cómo realizar la Autop prueba de Antígeno BinaxNOW COVID-19

PASO 1

Obtenga la prueba en el centro de pruebas.

PASO 2

Revise todas las instrucciones asociadas a la prueba.

PASO 3

Realice la prueba fuera del centro y espere entre 15 y 30 minutos para obtener los resultados.

PASO 4

Informe los resultados en healthvermont.gov/reportresults y complete el breve formulario.

Es importante informar de los resultados de su prueba. Su respuesta es confidencial.



Servicios de Traducción de Idiomas

1. Llame al 1-413-216-4975
2. Introduzca el número PIN 6187848 y el símbolo "#" cuando se le solicite
3. Escuche el mensaje automático y seleccione el idioma



Para consultas generales, el servicio de asistencia está disponible de 8 a. m. a 6 p. m. llamando al (877) 380-3029 o support@cic-health.com

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Autopueba de Antígeno BinaxNOW™ COVID-19?

La Autopueba de Antígeno BinaxNOW COVID-19 es un inmunoensayo de flujo lateral destinado a la detección cualitativa del antígeno de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en individuos con o sin síntomas u otras razones epidemiológicas para sospechar una infección por COVID-19, cuando se realizan dos pruebas a lo largo de tres días con al menos 36 horas entre ellas. Esta prueba está autorizada para su uso doméstico sin receta médica con muestras de hisopos nasales anteriores (nares) recogidas por uno mismo en individuos de 15 años o más, o con muestras de hisopos nasales anteriores recogidas por adultos en individuos de dos años o más.

¿Qué diferencia hay entre una Autopueba de Antígenos BinaxNOW COVID-19 y una prueba molecular?

Las pruebas de antígenos son muy específicas para el virus, pero no son tan sensibles como las pruebas moleculares. Esto significa que un resultado positivo suele ser preciso, pero un resultado negativo no descarta la infección.

¿Por qué hay dos pruebas en el kit?

De acuerdo con BinaxNOW, la prueba se puede realizar sin necesidad de receta médica cuando las personas se hacen la prueba dos veces en un plazo de tres días, con 36 horas entre las dos. Las dos pruebas incluidas permiten a las personas cumplir con el uso recomendado.

¿Qué ocurre si recibo un resultado positivo en la prueba?

Si el resultado de la prueba es positivo, asegúrese de informar de los resultados a través del enlace que aparece en el otro lado de esta tarjeta. Para obtener más información, visite healthvermont.gov/covid19positive

Para obtener más información sobre la Autopueba de Antígeno COVID-19 BinaxNOW, visite bit.ly/33uB6Tv